

PCR Enzyme

即日起：特價優惠·滿額再加送 DNA 無毒染劑 1ml！

High Fidelity PCR

TransStart® FastPfu Fly DNA Polymerase

1. Fidelity: 比 taq 大於 **108** 倍
2. 可做到 15-20 kb (約 2~6 kb/min)
3. 可做 blunt-end cloning

Cat. #: AP231-01, 250U

Hot Start (HS) PCR

Xpert HotStart DNA Polymerase (+dNTPs)

1. 樣本有多複雜都保持高靈敏度
2. 限制非專一 amplification 最小化
3. 可用於 GC-rich 與 AT-rich
4. Multiplex PCR

Cat. #: GE 08.0500, 500U

Routine PCR

AppEx® Taq DNA Polymerase
AppEx® Taq MasterMix (2X)

1. For routine PCR, 可做 TA cloning
2. 獨特 buffer, 可解二級結構, 專一性超強!
3. 大大提高 PCR 產量

Cat. #: GT-EP001 (NT\$1,000 /500U)
Cat. #: GT-EP002 (NT\$1,000 /ml)

買一
送一

qPCR

Accuris™ qMax Green, 1ml x 5

1. 為 low copy number templates 理想試劑
2. 專一性高, 靈敏度高, 有最準確的 data
3. 有較早的 Ct values 與檢測含有非常廣的範圍
4. 減少 primer-dimer 的形成

Cat. #: PR2000, qPCR (NT\$ 7,425 /1ml x5)

Cloning Kit



Trans ,
The Highest Quality
Products For Life Sciences

Fast Cloning Kit

pEASY-T3® Cloning kit
pEASY-Blunt® Cloning kit

1. 迅速! 室溫下只要 5 分鐘的 ligation time
2. 含 SP6、T7、M13、Amp、blue/white selection
3. 高效率 (>10⁹ cfu/μg) · 快速生長

(#CT301-01)
NT\$ 5,600 /20rxns (#CB101-01)

Expression Kit

pEASY® Prokaryotic Expression Kit
pEASY® Mammalian Expression Kit

1. 迅速! 室溫下只要 5 分鐘的 ligation time
2. 容易純化, 因有 fusion-tag
3. 高效率 (>10⁹ cfu/μg) · 快速生長

(#CE111-01)
(#CM211-01, #CM311-01)

Cat. No.	產品名稱	Price	Cat. No.	產品名稱	Price
GE60.0080	Xpert directXtract PCR Kit, 80 rxn	3,250	L-101-5	100 bp DNA Ladder (0.1-5kb), x5+1	2,500
GE62.0080	Xpert directXtract PCR Kit(without dye), 80 rxn	3,250	L-202-1	1 kb DNA Ladder (0.25-10 kb), 500 μl	1,500
GE61.0080	Xpert directXtract Lysis Buffer, 80 rxn	2,400	L-203-1	1 kb DNA Plus (0.1-10 kb), 500 μl	1,600
GW010	PCR Grade Water, 10 x 1mL	1,350	GL061.0050	GRS Universal Ladder, 50ug	1,600
GTD100	2.5 mM dNTPs Mix, 1 ml x5+1	2,500	GE011.010	RNase A, 100 mg	2,400
GTD200	10 mM dNTPs Mix, 1 ml x5+1	7,500	GE010.010	Proteinase K, 100 mg	3,627
GTD300	25 mM dNTPs Mix, 1 ml	3,500	GE012.0100	DNase I (RNase-free),100 mg	3,060
GTD400	100 mM dNTP set, 4 x 0.25 ml	4,500	GA110	Agarose LE, 500g	7,500
GTP03	Oligo d(T)18, 30 μg x5+1	2,500	E4500-LD	SmartGlow™ LD, safe stain 6X dye, 1ml	1,800
GTP04	Random Primer(N)6, 30 μg x5+1	2,500	E4500-PS	SmartGlow™ PS, safe stain gel dye, 1ml	3,960

F-GRISP20170615-1 版

